

Neofect Smart Pegboard

Therapie, die messbar ist, Spaß macht und motiviert:
Unser digitales Steckbrett bietet audiovisuelles
Feedback und spielerische Übungen in der
motorisch-funktionalen und kognitiven
Rehabilitation.



Features



Ergebnisse in Echtzeit

Live-Feedback: Gesamtzeit, Anzahl der richtig gesetzten Pegs, Erfolgsrate und Reaktionszeit.



Optisches Feedback

Farbige LED-Lampen geben Rückmeldung über richtig oder falsch gesetzte Pegs.



Akustisches Feedback

Akustische Signale und gesprochene Anleitungen führen den Patienten durchs Training.



Session Programme

Stellen Sie Trainingsprogramme individuell für Ihre Patienten zusammen.



Verschiedene Level

Passen Sie das Trainingslevel auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse Ihres Patienten an.




Modulares System

Das Smart Pegboard beinhaltet drei verschiedene Oberflächen für mehr als 15 Therapiespiele.

Trainingsbeispiele


Funktional Malen nach Lichtern

Platziere die Pegs, um eine vorgegebene Figur zu bilden.




Funktional Schlange fangen

Fange die sich bewegende Schlange mit einem Peg.




Kognitiv Lichterkette

Verbinde alle Lichter, um eine Kette zu bilden.



Kognitiv Gedächtnisspiel

Merke dir die leuchtenden Punkte und platziere dort die Pegs.



Produktumfang



Standardaufsatz



Formenaufsatz



Pinchaufsatz